

Entretien et hygiène


de votre canule de trachéotomie



Chaque jeu de canules est composé de 3 pièces :

- La **canule externe** (placée directement dans la trachée)
- La **canule interne** (s'emboîte dans la précédente)
- Le **mandrin** (utilisé uniquement lors de l'insertion de la canule externe)

Pour les canules argent ou acrylique, vous devez retirer à chaque fois, la chemise interne, la valve de phonation, le raccord O2 et le mandrin ; ainsi qu'après chaque utilisation, le bocal d'aspiration de mucosités.




Le nettoyage à chaque change de canule et la désinfection

But : éliminer les sécrétions adhérentes.

Rythme : selon la nature et l'abondance des sécrétions.

Méthode :

- Se laver les mains.
- Mettre des gants non stériles.
- Nettoyer avec un savon antiseptique l'extérieur et l'intérieur par écouvillonnage.
- Le but est de faire disparaître toute trace de matière organique.
- Rincer à l'eau du robinet.
- Immerger 15 mn dans une solution désinfectante.
- Rincer à l'eau stérile ou au sérum physiologique.
- Laisser sécher.
- Ranger la canule propre dans une compresse stérile dans une boîte nettoyée selon la procédure ci-dessus.



Entretien et hygiène de votre canule de trachéotomie

Aspirateur de mucosité

Conseils d'hygiène

Conseils concernant vos aspirations

- Remplir les 2 flacons plastiques (contenance du flacon 1 litre)
- 1 avec de l'eau bouillie refroidie ou de l'eau stérile
- 1 avec de l'eau bouillie ou de l'eau stérile contenant un produit désinfectant (respecter les dilutions)

Après vous être aspiré

- Essuyer la sonde extérieurement avec une compresse sèche.
- Aspirer de l'eau dans le flacon contenant de l'eau bouillie refroidie pour rincer l'extérieur de la sonde.
- Laisser tremper la sonde dans le flacon contenant le désinfectant après avoir aspiré un peu de ce désinfectant.
- Avant l'aspiration suivante, aspirer de l'eau du flacon contenant de l'eau bouillie refroidie pour rincer la sonde et la sécher à l'aide d'une compresse et faire l'aspiration.

Ces précautions d'hygiène élémentaires, faciles à réaliser, suffisent à éviter les infections.

- **1 SONDE PAR DEMI JOURNÉE**
- **1 FOIS PAR SEMAINE :**
Le cathéter Mount est à changer.



En cas de problème lié au matériel
contacter l'**arard**

Parc d'activités de Napollon - 100 av. des Templiers
13676 AUBAGNE CEDEX

Tél. 04 42 84 87 00


ENGAGÉE POUR LA SANTÉ À DOMICILE



www.arard.asso.fr